



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Buggy OBI

ref: BD1

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-obi>



OBI es una silla de paseo en la que funcionalidad se une con el respeto a los principios ergonómicos y de seguridad. Ha superado los tests para el transporte, en el sentido de la marcha, en vehículos en movimiento. Coches, autobuses, etc.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Compacta y resistente

Obi de Ormesa es una silla de paseo segura y resistente para niños con discapacidad, equipada con una estructura de acero plegable. El tapizado de nailon es muy duradero y lavable con agua, ideal para un uso intensivo y continuado. Equipado con una amplia gama de accesorios.

- Respaldo reclinable en cuatro posiciones.
- Plataforma ajustable y plegable.
- Reposa piernas reclinables con cierre rápido.

ACCESORIOS:



835 Reposacabezas con soportes laterales



816 Soportes laterales



834 Taco abductor



853 Arnés



894 Cinturón pélvico a 45º



827 Correa de pies





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



839 Barra delantera



837 Bandeja



819 Capota



825 Protector de lluvia




818 Funda térmica




858 Cesta


Obi 2
Peso 17,4 kg
Carga máx. 50 kg



Obi 3
Peso 18,5 kg
Carga máx. 60 kg



Obi 4
Peso 20,1 kg
Carga máx. 70 kg





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

3 TALLAS DISPONIBLES

OBI ha superado el CRASH TEST en conformidad con la norma ISO 7176/19

Atención:

- Aptas para cinturones de 4 puntos de sujeción homologados norma ISO 10542 suministrados con el vehículo.
- El niño debe usar un cinturón pélvico y un cinturón torácico homologados norma ISO 7176-19 ó ISO 10542. Los cinturones posturales como los 828, 853, 894, 903, 906 no están homologados para el uso como sistemas de sujeción.
- El vehículo debe ser apto para el transporte de sillas de paseo ortopédicas según las leyes vigentes.
- Leer las advertencias y las instrucciones del manual de uso y mantenimiento provisto con la silla de paseo.

Producto marcado CE - Producto testado CERAH FRANCIA

