



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Barra inoxidable angulada 135°

ref: AD569/135

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asideras/barra-inoxidable-angulada-135>



Práctica asidera multiusos, especialmente útil como ayuda para incorporarse. Se recomienda instalarla junto al inodoro WC o en el interior de la bañera como ayuda para incorporarse.



POSICION DE LA ASIDERA

Las asideras anguladas son de gran ayuda para sentarse y levantarse del WC. Deberían estar unos 3 cm por delante de la rodilla y 5 cm por encima del codo, como se muestra en la ilustración.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Longitud de ambos lados | Distancia pared a barra | Diámetro disco de anclaje |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| AD569/135 | 45 cm | 7 cm | 8 cm |

