



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asiento en 'U' acolchado

ref: AD531

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-abatibles/asiento-en-u-acolchado>



Los asientos deben ser instalados en una pared firme y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su elección, así como la instalación del asiento, debe ser llevada a cabo por personal cualificado para ello. Recomendamos utilizar siempre la tornillería de acero inoxidable. La carga máxima depende de la correcta instalación y del estado de la pared, por eso la especificamos solo de forma orientativa.

- Fabricado en acero inoxidable con cojín acolchado.
- Asiento en forma de U para facilitar la higiene íntima.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Alto regulable	Fondo	Ancho total
AD531	43 cm	39 - 64 cm	48,5 cm	46 cm

