



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>  
Productos para una mayor independencia


## Buggy OBI

ref: BD1

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/buggys-y-sillas-infantiles/buggy-obi>



OBI es una silla de paseo en la que funcionalidad se une con el respeto a los principios ergonómicos y de seguridad. Ha superado los tests para el transporte, en el sentido de la marcha, en vehículos en movimiento. Coches, autobuses, etc.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **Compacta y resistente**

Obi de Ormesa es una silla de paseo segura y resistente para niños con discapacidad, equipada con una estructura de acero plegable. El tapizado de nailon es muy duradero y lavable con agua, ideal para un uso intensivo y continuado. Equipado con una amplia gama de accesorios.

- Respaldo reclinable en cuatro posiciones.
- Plataforma ajustable y plegable.
- Reposa piernas reclinables con cierre rápido.

### **ACCESORIOS:**



**835** Reposacabezas con soportes laterales



**816** Soportes laterales



**834** Taco abductor



**853** Arnés



**894** Cinturón pélvico a 45º



**827** Correa de pies





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**839** Barra delantera



**837** Bandeja



**819** Capota



**825** Protector de lluvia




**818** Funda térmica




**858** Cesta


**Obi 2**  
Peso 17,4 kg  
Carga máx. 50 kg



**Obi 3**  
Peso 18,5 kg  
Carga máx. 60 kg



**Obi 4**  
Peso 20,1 kg  
Carga máx. 70 kg





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **3 TALLAS DISPONIBLES**

#### **OBI ha superado el CRASH TEST en conformidad con la norma ISO 7176/19**

Atención:

- Aptas para cinturones de 4 puntos de sujeción homologados norma ISO 10542 suministrados con el vehículo.
- El niño debe usar un cinturón pélvico y un cinturón torácico homologados norma ISO 7176-19 ó ISO 10542. Los cinturones posturales como los 828, 853, 894, 903, 906 no están homologados para el uso como sistemas de sujeción.
- El vehículo debe ser apto para el transporte de sillas de paseo ortopédicas según las leyes vigentes.
- Leer las advertencias y las instrucciones del manual de uso y mantenimiento provisto con la silla de paseo.

Producto marcado CE - Producto testado CERAH FRANCIA

