



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia


# Cinturón para movilizar ESLINGA

ref: H8807

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/transferencias-con-asistente/eslinga>



Se utiliza para levantar a una persona sentada y para prevenir las lesiones de espalda de los cuidadores. Cara interior de poliuretano antideslizante. Dimensiones: 90 x 25 cm (sin las asas).





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Sistema de traslado manual, debe ser una ayuda segura y cómoda para el paciente y el cuidador ya que el paciente solo necesita ser acompañado.

El cinturón de elevación se utiliza para levantar a una persona sentada y evita que el cuidador adopte posturas incómodas durante los traslados manuales.

Su tejido interior es de revestimiento PU antideslizante.

