



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cama electrónica 250 Kg. ALURA LOW XL

ref: AD965XL.

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/camas-electronicas-bariatricas/cama-electronica-alura-low-xl-->



ALURA Low XL es la versión de gran tamaño de la familia ALURA. Es la cama más segura y funcional del mercado. Combina la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios, con lo que todos los componentes de 230 voltios están fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo. Además esta cama es apropiada para personas de mayor peso, hasta 250 kg.

Cama totalmente electrónica de 4 planos para un máximo confort, de altura regulable: de 30 a 80 cm.

Somier de 120 cm de ancho y 200 cm de largo. 250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada para personas de mayores dimensiones o con sobrepeso.

## **Prevención de caídas:**

Las barandillas están a 40 cm de altura, lo que permite utilizar colchones y sistemas antiescaras sin suplementar más la altura de las barandillas.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



#### **24 voltios en la cama**

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro económico: hasta € 15 por cama/año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar solo cada 10 años. No hay corriente eléctrica en la cama cuando el mando no actúa, y cuando se acciona el mando solo llegan 24 voltios a la cama.



**RANGO DE ELEVACIÓN  
A PARTIR DE 30 cm.**

Dispone de un rango de regulación de altura del somier de 30 cm a 80 cm.

Su posición más baja de tan solo 30 cm protege a los usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su rango de elevación permite al cuidador trabajar en la cama en una posición más cómoda, evitando lesiones de espalda.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la más parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón del mando.



### BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK

Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.



### MANDO



Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.

250

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medida somier	Medida total
AD965XL	200cm x 120cm	224cm x 131cm

## Accesorios

-  Buffer-
-  Trapecio





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia



Mesita



Protector de barandillas

