



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Elevadores de WC regulables en altura e inclinación

ref: AD510/AD510S

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevadores-de-wc-regulables-en-altura-e-inclinacion>



Este es el elevador más versátil y seguro del mercado. Para adaptarlo apropiadamente a cada usuario se puede ajustar a 3 diferentes alturas (5, 10 y 15 cm.) y además se puede regular en inclinación. Todo ello sin herramientas y en pocos minutos. Proporciona la máxima seguridad ya que va montado directamente (sin necesidad de herramientas) en los orificios que tienen las tazas del inodoro. Diseño ergonómico y funcional sin rincones que retengan la suciedad y fabricado sólo con materiales inoxidables y de la mejor calidad: aluminio y polipropileno (PP). Disponible sin reposabrazos y con reposabrazos abatibles para aquellos casos en que sea necesario un apoyo adicional.

**Escoger el asiento adecuado**






**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.



- 1.** Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
- 2.** Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
- 3.** La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Altura regulable	Ancho total sin reposabrazos	Ancho total con reposabrazos	Ancho entre reposabrazos	Fondo total	Ancho orificio	Fondo orificio
AD510	Con reposabrazos	5 - 10 - 15cm	37cm	61cm	51cm	49cm	23cm	28cm
AD510S	Sin reposabrazos	5 - 10 - 15cm	37cm	Sin reposabrazos	Sin reposabrazos	48cm	23cm	28cm

