



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Bolsa auxiliar

ref: H8628

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bolsas-y-mochilas/bolsa-auxiliar-para-silla-de-ruedas>



Bolsa diseñada para colgar de los puños de las sillas de ruedas. Esta bolsa auxiliar de alta calidad, dispone de dos bolsillos con cremallera en el frente, dos compartimentos a ambos lados y una cartera extraíble con cremallera.

- Dimensiones bolsa: 42 x 36 x 18 cm
- Dimensiones cartera: 25 x 18 cm

