



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Funda completa de poliuretano 90x190/200 cm

ref: RC115

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/fundas-y-protectores/funda-de-poliuretano-ignifugo-de-90x190-cm>



Funda completa en poliuretano microporoso, impermeable y que transpira, con tratamiento antiácaros. Protege el colchón de forma integral aislándolo de chinches y de todo tipo de parásitos. Antialérgico, no retiene polvo ni ácaros. Evita el calor y el sudor y alarga la vida del colchón al mantenerlo seco. Lavable a 60º.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Alto	Ancho
RC115	190/200 cm	15 cm	90 cm

