




Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Pastillero semanal 2 tomas con pulsador

ref: H9810

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/organizadores-de-la-medicacion/pastillero-semanal-2-tomas-con-pulsador>



Este pastillero tiene como característica principal el acceso a los medicamentos del interior del pastillero apretando suavemente un botón. Sus tapas son translúcidas para identificar claramente los medicamentos. Gracias a su forma redondeada en el interior de los compartimentos es muy cómoda la extracción de los medicamentos. Este pastillero de gran capacidad es ideal para usuarios polimedicados. Estos pastilleros están recomendados por la fundación de artritis de Estados Unidos.

