




AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Protector de poliuretano ignífugo de 90x190 cm.

ref: RC115P

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/fundas-y-protectores/protector-de-poliuretano-ignifugo-de-90x190-cm>



Protectores fabricados en poliuretano microporoso, impermeable y transpirable. Material ignífugo y antialérgico (no retiene el polvo ni los ácaros). Higiénico y reciclable.

Lavable a 90º y fácil de colocar, con elásticos en todo el perímetro.

Evita el calor y el sudor.

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Largo	Alto	Ancho
--------	-------	------	-------





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

RC115P

190 cm

15 cm

90 cm

