



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Bastón con asiento 3 patas

ref: AD466

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Bastones%20y%20muletas/baston-con-asiento-3-patas>



El bastón con asiento plegable está fabricado en aluminio y plástico, por lo que es extremadamente ligero para transportar y resistente a la corrosión. Se pliega fácilmente, convirtiéndose en un bastón que puede ser utilizado para apoyo al caminar. El asiento tiene forma anatómica para un mejor confort y estabilidad. La posición más estable es sentado con el asa por delante y entre las piernas.

0

80

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento suelo	Alto total
AD466	23cm	21cm	50,5cm	84cm

