



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# LIRA PLUS Equipo para tratamiento de úlceras por presión

ref: AD998

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones-dinamicos/lira-plus-equipo-para-tratamiento-de-úlceras-por-presion>



Este sistema previene y trata las úlceras por presión, gracias a la alternancia de las presiones que evita una compresión vascular prolongada y además puede utilizarse en tratamientos paliativos (del dolor) cuando esté prescrito por el médico.





El sistema se compone de compresor y colchón dinámico de tubos de 11 cm de alto, alternante con un ciclo de 6 minutos, recomendado para pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de medio a elevado.

El colchón de tubos, con funda, viene equipado con válvula de desinflado rápido (CPR) para usarlo en caso de emergencias, por ejemplo un paro cardíaco que precise atención inmediata.

**CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR**

- Presión regulable: 40 - 70 mm Hg
- Caudal: 8 litros / minuto
- Ciclo: 6 minutos
- Dimensiones: 12 x 26 x 8 cm

**CARACTERISTICAS DEL COLCHÓN**

- Máximo peso usuario: 130 kg
- Dimensiones: 195 x 90 x 11 cm
- Materiales: Nylon / PVC
- Funda impermeable de Poliuretano

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD998	195 x 90 x 11cm	12cm	26cm	8cm	2,2kg

