



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## **Silla con WC SERVICE**

ref: AD922

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-con-inodoro/silla-con-wc-service>



Silla de WC, con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante largos periodos. Incluye cubeta de serie.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa. Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está fuera de uso.

El sistema de extracción de la cubeta se efectúa levantando la tapa tapizada.

Las patas son regulables para adaptar el asiento a la altura del usuario.

**Desmontable:**

La silla SERVICE se desmonta sin necesidad de herramientas para poder transportar y almacenar fácilmente.

**Asiento y respaldo blandos:**

El asiento y el respaldo son impermeables para facilitar la limpieza y de tacto blando para un mayor confort.

8

100

**Tabla de medidas y modelos**

Modelo	Ancho entre brazos	Fondo asiento	Alto asiento de suelo	Ancho total	Fondo total
AD922	45 cm	43 cm	41 a 51 cm	60 cm	57 cm

