



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador ligero COLOR MOTION

ref: AD257

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/andadores/caminador-ligero-color-motion>




ALUMINIO


2Kg



ESPECIAL PERSONAS
PEQUEÑAS

La comodidad en la marcha es lo primordial en este nuevo caminador de aluminio, ligero y fácil de plegar. Nuevas ruedas de mayor tamaño para un caminador estable y seguro. Puños blandos y anatómicos que se adaptan bien a las manos y de altura graduable. Opcionalmente equipado con una práctica cesta metálica porta objetos (A257/1)

2

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Altura puños	Longitud total	Ruedas
AD257	58 cm	de 73 a 87 cm	56 cm	180 mm





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Accesorios



- Cesta para caminador (A257/1)

