



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Andador ligero COLOR MOTION


ref: AD257

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/andadores/caminador-ligero-color-motion>



  
ALUMINIO

  
2Kg



ESPECIAL PERSONAS  
PEQUEÑAS

La comodidad en la marcha es lo primordial en este nuevo caminador de aluminio, ligero y fácil de plegar. Nuevas ruedas de mayor tamaño para un caminador estable y seguro. Puños blandos y anatómicos que se adaptan bien a las manos y de altura graduable. Opcionalmente equipado con una práctica cesta metálica porta objetos (A257/1)

2

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Altura puños	Longitud total	Ruedas
AD257	58 cm	de 73 a 87 cm	56 cm	180 mm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Accesorios



- Cesta para caminador (A257/1)

