



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador y rehabilitador de la marcha DYNAMICO

ref: BF1

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/caminadores-ninos/caminador-y-rehabilitador-de-la-marcha-dynamico>



Permite aumentar el grado de autonomía al caminar. DYNAMICO es un dispositivo de gran utilidad para la reeducación y/o rehabilitación de la marcha. Según las circunstancias de cada persona, puede utilizarse de forma temporal o permanente. Disponibles en dos versiones: para uso en interior o en exteriores.

DISPONIBLE EN DOS MODELOS:

- **DYNAMICO interior:** 5 tallas, garantiza completa adaptabilidad a todos los niños
- **DYNAMICO exterior:** 3 tallas, posibilita el empleo del andador por calles, jardines, etc. sin peldaños ni grandes pendientes.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Para uso en interiores

Fácil maniobrabilidad para un acceso más seguro al hogar.



Para uso en exteriores

Estable y sólido, proporciona soporte en cualquier superficie.



Soporte torácico

apoyo acolchado para el tronco, ajustable en altura. Se puede quitar para personas con suficiente control del tronco. Permite un fácil acceso gracias a la apertura trasera.



Soporte pélvico

Soporte acolchado para la pelvis. Es ajustable en altura o en dirección adelante-atrás para regular el baricentro y definir la forma de andar del usuario. Permite un fácil acceso gracias a la apertura trasera.



Manillar

Regulable en altura y adelante-atrás.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Pomos de fácil regulación

Para el ajuste en altura del soporte torácico y pélvico.



Chasis

Chasis cromado y pintado con epoxi atóxico.



Frenos de mano

Disponible solo para el modelo para uso en exteriores.



Arnés de apoyo al usuario en caso de caída.

Es regulable en altura gracias a unos cinturones y en cincha con tiras de velcro. Se puede quitar fácilmente para lavar.



Parachoques

Parachoques de PVC semi elástico para proteger de impactos.



Ruedas

DYNAMICO INTERIOR
8cm, 4 ruedas giratorias. Todos están provistos de frenos independientes.

DYNAMICO EXTERIOR
17 cm, ruedas delanteras pivotantes. 30 cm, ruedas traseras fijas.






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



DYNAMICO PARA INTERIORES DIMENSIONES Y PESOS:

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5
A: altura sop. pélvico - suelo	de 44 a 60 cm	de 66 a 82 cm	de 77 a 102 cm	de 85 a 112 cm	de 97 a 125 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 52 a 70 cm	de 77 a 95 cm	de 89 a 116 cm	de 92 a 126 cm	de 105 a 138 cm
C: profundidad soporte	18 cm	21 cm	25 cm	30 cm	32 cm ST*/41 cm SP*
D: anchura soporte	25 cm	28 cm	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	65 cm	75 cm	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	79 cm	84 cm	88 cm	95 cm	106 cm
G: anchura	66 cm	66 cm	66 cm	71 cm	77 cm
H: altura de usuario	de 75 a 100 cm	de 95 a 130 cm	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	12 kg	14,6 kg	15,6 kg	17 kg	19,7 kg
Capacidad máxima	55 kg	70 kg	85 kg	100 kg	115 kg
Dimensiones máx. de torneado	97 cm	101 cm	104 cm	117 cm	127 cm



DYNAMICO PARA EXTERIORES DIMENSIONES Y PESOS:





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

	Talla 3	Talla 4	Talla 5
A: altura sop. pélvico - suelo	de 85 a 110 cm	de 93 a 120 cm	de 106 a 133 cm
B: altura sop. torácico - suelo	de 97 a 124 cm	de 100 a 134 cm	de 116 a 146 cm
C: profundidad soporte	25 cm	30 cm	32 cm ST* / 41 cm SP*
D: anchura soporte	30 cm	35 cm	41 cm
E: circunferencia soporte	85 cm	110 cm	120 cm
F: longitud	94 cm	101 cm	111 cm
G: anchura	74 cm	78 cm	84 cm
H: altura de usuario	de 120 a 155 cm	de 140 a 175 cm	de 160 a 195 cm
Peso de la Ayuda	19,3 kg	20,4 kg	22,7 kg
Capacidad máxima	85 kg	100 kg	115 kg

ACCESORIOS OPCIONALES:



809 Forro de espuma de respaldo
Ayuda en el movimiento de la espalda, mejora la circulación sanguínea. Con el respaldo de espuma (809) y el asiento (810).



843 Chasis para soporte de antebrazos
Mantener la comodidad.



824 Mesa transparente
Ayuda en el paso y posición. Disponible con o sin ruedas. Como opción se puede añadir un soporte (809) y el chasis de apoyo (809).



813 Barra de apoyo regulable
Ayuda en el movimiento de la espalda. Disponible con o sin ruedas (809) y el chasis de apoyo (809).



876 Asiento
Reg. Ajuste en altura, ajuste de los pedales y el respaldo. Disponible para talla L, T y P para uso interior.



814 Separador de piernas
Ayuda en el movimiento.



811 Frenos de discos para ruedas delanteras
Disponible solo para uso interior.



812 Bloqueo direccional de ruedas traseras
Ayuda en el movimiento. Disponible solo para uso interior.



810 Ruedas estabilizadoras
Disponible con o sin ruedas (809) y el chasis de apoyo (809).
Talla L: 27kg x 2
Talla T: 27kg x 2
Talla P: 27kg x 2

