



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador con brazos xl

ref: AD500XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevador-con-brazos-xl>



Asiento amplio y de formas ergonómicas que se regula sobre el WC a la altura más cómoda para cada individuo. Portátil Se suministra desmontado

6

190

Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO TOTAL	ALTO ASIENTO	FONDO
AD500XL	59cm	De 47 a 57cm	46cm

