



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Jabón líquido 500 ml.

ref: 995801

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cuidado-de-la-piel/jabon-liquido-500-ml>



Para una limpieza suave y segura de todo el cuerpo.

Limpia sin eliminar las defensas naturales de la piel.

Contiene Pantenol. Hipoalérgico.

Neutraliza el olor.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Contiene
995801	500 ml

