




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Tensiómetro gran pantalla de muñeca

ref: H9420

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Tensi%C3%B3metros-y-pulsioximetros/tensiometro-de-muneca-gran-pantalla>



Tensiómetro automático muy fácil de usar y con gran pantalla de fácil lectura, iluminada en azul. Tamaño de la muñeca 14 - 19,5 cm. Con sistema de detección de arritmias. Indicación de control de estado de la batería. Incluye pilas y bolsa.

