



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Pulsioxímetro

ref: H9440

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Tensi%C3%B3metros-y-pulsioximetros/pulsioximetro>



Para la medición de la concentración de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Pequeño y ligero, es ideal para viajes y para el hogar. Especialmente indicado para personas con insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma bronquial. Pantalla a color, de claridad ajustable y con indicación gráfica del pulso. Incluye estuche y 2 pilas.

