



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Gades AKTIV Ligera y activa

ref: GA

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/gades-aktiv-ligera-y-activa>



La más personalizable de la familia Gades La silla mas configurable y versátil para adaptarse a cualquier perfil de usuario y sus necesidades por muy particulares que éstas sean. Todas las regulaciones son posibles y las opciones disponibles complementan cualquier requerimiento. Incorpora cojín de espuma de alta densidad de 5 cm de alto. Reposabrazos Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines. Altura regulable de 23 a 29 cm Profundidad regulable desde 29 a 37 cm Abatibles y desmontables Blandos y confortables






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Respaldo regulable en altura y tensión

- Con 6 bandas independientes.
- Altura regulable en tres posiciones, 38 cm, 41 cm y 44 cm.



Regulación del centro de gravedad en 8 posiciones. Asiento regulable en altura





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Altura trasera de 38 a 48 cm (versión rueda de 300 mm de 41 a 45 cm).
- Altura delantera de 44 a 48 cm.



Profundidad de asiento regulable

De 38 a 48cm

Quick Release (Ejes desmontables)

Ruedas traseras desmontables

Versátil: Diseñadas para los usuarios que precisan una silla que pueda configurar todos los parámetros a la medida de sus necesidades y con todas las opciones.

Robusta y duradera: Fabricada con resistente tubo de aluminio de 25 mm de diámetro

Ruedas: Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø. Traseras de PU antipinchazos de 600 mm Ø. Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

Reposapiés: Regulables en altura, abatibles y desmontables. Sistema de regulación de altura sin herramientas. Plataformas regulables en ángulo.

Gades Aktiv Ligera con rueda de 300mm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



140

Tabla de medidas y modelos

Modelo	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL	ALTURA ASIENTO-SUELO	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO	PESO SILLAS COMPLETA
--------	---------------	-------------	-------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

GA38	38cm	58cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	15,7kg
GA40	40cm	60cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	15,8kg
GA43	43cm	63cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	15,9kg
GA45	45cm	65cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	16,0kg
GA48	48cm	68cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	16,2kg
GA50	50cm	70cm	99 a 115cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	16,3kg
GA38T	38cm	52cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	14,5kg
GA40T	40cm	54cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	14,6kg
GA43T	43cm	57cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	14,7kg
GA45T	45cm	59cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	14,8kg
GA48T	48cm	62cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	15,0kg
GA50T	50cm	64cm	96cm	44 a 48cm	38 a 48cm	38/41/44cm	15,1kg

Accesorios

-  Puños regulables Gades
-  Reposapiés elevables Gades
-  Ruedas tránsito Gades





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



- Ruedas antivuelcos Gades



- Cabezal Plegable Gades



- Soporte para amputados Gades

