



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador y rehabilitador de la marcha DYNAMICO adultos

ref: BF1-5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/andadores/caminador-y-rehabilitador-de-la-marcha-dynamico-adultos>



Permite aumentar el grado de autonomía al caminar. DYNAMICO es un dispositivo de gran utilidad para la reeducación y/o rehabilitación de la marcha. Según las circunstancias de cada persona, puede utilizarse de forma temporal o permanente. Disponibles en dos versiones: para uso en interior o en exteriores.

[CLICK PARA MÁS INFORMACIÓN](#)

Dispone de dos modelos a elegir.

DYNAMICO interior: 5 tallas garantiza completa adaptabilidad a todos los usuarios.

DYNAMICO exterior: 4 tallas posibilita el empleo del andador por calles, jardines, etc., sin peldaños ni grandes





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

pendientes

