



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla basculante JUDITTA.

ref: BS-

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-posicionamiento-basculantes/silla-basculante-juditta->




Esta silla es la alternativa a la cama; está indicada para adultos y personas mayores que precisan estancias prolongadas o permanentes en la cama. Este sistema para estar sentados está recomendado a personas con cualquier tipo de discapacidad, incluso para los casos más severos. Permite adoptar una posición cómoda, proporciona estabilidad y previene malas posturas. Sillas homologadas para ser transportadas en un vehículo.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### RESPALDO ERGONÓMICO QUE SE ADAPTA A LAS FORMAS DEL USUARIO

La singular forma del respaldo alinea bien el tronco y no genera ninguna presión sobre la columna vertebral. También proporciona un alto grado de estabilidad sin la necesidad de soportes laterales. Al acomodarse a las formas del usuario, previene contracturas y deformidades.

Respaldo de altura regulable para adaptarse a las diferentes dimensiones y necesidades del usuario.

### NINGUNA PRESIÓN SOBRE LA COLUMNA VERTEBRAL

En el gráfico de presiones vemos una situación segura para el paciente con presiones mínimas. Después de retirar el respaldo, no se perciben señales de presión sobre la columna vertebral. Esto hace de Juditta una silla muy apropiada para parapléjicos y personas con inflamaciones post operatorias.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### BASCULAR Y RECLINAR

La basculación y reclinación del respaldo permite adoptar la posición de soporte ideal. Permite variar los puntos de presión y previene la aparición de úlceras por presión. El material semi elástico del asiento y el respaldo y su diseño especial, se adapta a la anatomía del usuario sin ejercer ninguna presión ni roce.



### RESPALDO Y ASIENTO

Los materiales del asiento y el respaldo transpiran permitiendo la circulación del aire y manteniendo un microclima óptimo para la piel del paciente.



### REPOSACABEZAS MULTI REGULABLE

La estructura y dimensiones del reposacabezas proporciona estabilidad al usuario sin limitar los movimientos laterales de la cabeza. Sigue la forma del respaldo, asegurando el correcto alineamiento entre la cabeza y el tronco. Los ajustes mejoran la orientación visual del usuario y por ende, su percepción y relación con el entorno.

Reposacabezas anti-bacterias. Fabricado con un material especial, de célula cerrada, altamente resistente a los agentes químicos externos. Higiénico y duradero, además de cómodo y transpirable. El asiento y respaldo están recubiertos de un material semi elástico ignífugo. Resistente, transpirable y antideslizante.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### UNA EVOLUCIÓN EN COMODIDAD

Juditta es una silla de ruedas de confort basculante y reclinable diseñada y construida por Ormesa para adultos y personas mayores con movilidad reducida. El respaldo de Juditta favorece una postura correcta, ofreciendo estabilidad, previniendo contracturas y la aparición de deformidades. Los cordones que forman el respaldo y el asiento se adaptan a la anatomía de cada usuario, evitando roces y úlceras por presión.

### Las principales ventajas de la silla Juditta:

- Asiento ergonómico
- Óptimo reparto de las presiones
- Previene úlceras por presión
- Soporte higiénico y transpirable
- Facilita las transferencias
- Se adapta a cada persona
- 3 modelos basculantes

### 3 MODELOS DISPONIBLES:





**Ayudas Dinámicas®**  
 Productos para una mayor independencia



**BS12**  
 Diseñada para ser usada en interiores. Basculante y respaldo reclinable. Con 4 ruedas de 125mm las traseras con freno.



**BS 30**  
 Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 300mm. Frenos de tambor accionados por un mando a los pies.



**BS 60**  
 Silla autopropulsable para usuarios con mayor independencia. Ruedas delanteras de 200mm.

**MEDIDAS Y TALLAS:**

Juditha B12		medida 36	medida 40	medida 45	medida 50
A ancho inferior del asiento	cm 35	cm 40	cm 45	cm 50	
B Profundidad del asiento	cm 40-42-44-46	cm 44-46-48-50	cm 48-50-52-54	cm 52-54-56	
C Ancho del respaldo	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57	
D Ancho del sillón	cm 61	cm 61	cm 63	cm 70	
E Profundidad del asiento	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
F Profundidad del respaldo	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
Peso	kg 30	kg 35	kg 38	kg 37	
Máxima capacidad	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	

Quedan siempre reservados un margen mínimo y máximo de ajuste.

Juditha B30		medida 36	medida 40	medida 45	medida 50
A Ancho inferior del asiento	cm 35	cm 40	cm 45	cm 50	
B Profundidad del asiento	cm 40-42-44-46	cm 44-46-48-50	cm 48-50-52-54	cm 52-54-56	
C Ancho del respaldo	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57	
D Ancho del sillón	cm 61	cm 61	cm 63	cm 70	
E Profundidad del asiento	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
F Profundidad del respaldo	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
Peso	kg 35	kg 38	kg 39	kg 40	
Máxima capacidad	kg 100	kg 100	kg 100	kg 100	

Quedan siempre reservados un margen mínimo y máximo de ajuste.

Juditha B60		medida 36	medida 40	medida 45	medida 50
A Ancho inferior del asiento	cm 35	cm 40	cm 45	cm 50	
B Profundidad del asiento	cm 40-42-44-46	cm 44-46-48-50	cm 48-50-52-54	cm 52-54-56	
C Ancho del respaldo	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57	
D Ancho del sillón	cm 61	cm 61	cm 74	cm 75	
E Profundidad del asiento	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
F Profundidad del respaldo	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	cm 17 x 13"	
Peso	kg 41	kg 41	kg 45	kg 45	
Máxima capacidad	kg 125	kg 125	kg 130	kg 140	

Quedan siempre reservados un margen mínimo y máximo de ajuste.

**ACCESORIOS OPCIONALES:**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



824-R Mesita auxiliar basculante. Ajustable en inclinación y profundidad. Fabricada con un material higiénico y resistente, con perfil curvos sin aristas.



894 Cinturón pélvico 45°



834 Abductor acolchado. Ajustable en altura y profundidad.



892 Acolchado para reposapiés.



896 Cubierta para mesitas auxiliares 824. Desmontable.



905 Juego de frenos para ruedas traseras. Solo para B30 y B60.



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**914 Bloqueo para plataformas de reposapiés.**  
Bloquea las dos plataformas para formar un único pie.



**916 Acolchado para pantorrillas.**



**932 Antivuelcos solo para B30 (de serie en modelo B60).**



**933 Porta sueros.**  
Disponibile para los modelos B30 y B12.



**891 Anclajes para vehículo.**  
Para anclar la silla en los vehículos homologados de transporte.  
Sólo para modelo B30 y B60.



**938 Tapizado asiento completo impermeable.**