



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa de bipedestación compacta TORNEO II

ref: AD916

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/gruas-de-bipedestacion-y-traslado/grua-de-bipedestacion-compacta-torneo-ii>



Made in Germany, es una grúa fiable y una herramienta imprescindible en asistencia institucional y de uso intensivo. TORNEO es ideal para cambiar pañales, para vestir o desvestir y también es muy práctica para utilizar el WC. Es muy compacta y de reducidas dimensiones lo que la convierte en una grúa extraordinariamente maniobrable incluso en espacios reducidos donde moverse es un problema, por ejemplo, en los lavabos. TORNEO es cómoda, tiene dos blandas y cómodas almohadillas de PU para reposar rodillas y antebrazos.

36

150





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho total | Fondo total | Alto total | Altura de patas | Rango de apertura patas |
|--------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------|
| AD916 | 62cm | 99cm | 113cm | 12cm | de 45 a 77 cm |

