



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín amortiguador redondo

ref: H9934

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cojines-para-coxis-y-redondos/cojin-amortiguador-redondo>



El cojín amortiguador se adapta a la forma del cuerpo proporcionando un alivio duradero en el caso de hemorroides, escaras, fístulas postparto, etc. Fabricado en espuma de alta densidad de una sola pieza, conserva la forma aún en períodos prolongados de uso. Ideal para su uso en casa, coche, oficina.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Diámetro	Diámetro interior
H9934	44 cm	13 cm

