



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## MINI STANDY DJ

ref: StandyDJ

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/bipedestadores/mini-standy-dj>



Gracias a la música, el ritmo y las vibraciones Mini Standy DJ revoluciona el momento de la bipedestación. La propagación de las vibraciones causadas por una fuente sonora (sistema audio patentado) a lo largo de la estructura del chasis y de los elementos de contención, permite que el niño tenga una extraordinaria experiencia multisensorial, que lo gratifica, lo motiva y le permite interactuar mejor con el ambiente.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **UN NUEVO CONCEPTO DE BIPEDESTADOR**

El APP Multisensorial Standing es un bipeDESTADOR vertical para niños con necesidades especiales diseñado por Ormesa para hacer la terapia más amena y participativa, gracias a una extraordinaria experiencia multisensorial. ¿Cómo? A través de la propagación de vibraciones, inducidas por una fuente de audio a través del chasis y los componentes de sujeción.

El uso de esta ayuda facilita la participación dinámica e interactiva del niño durante la rehabilitación dirigida a:

- Reforzar la posición de pie
- Mejorar la interacción con el entorno.
- Estimular las capacidades cognitivas oculares-manuales



### **MÚSICA, RITMO, VIBRACIÓN: ¡CONECTA TU DISPOSITIVO!**

La APP Multisensorial Standing transforma cualquier señal de audio en una vibración, gracias a un kit electrónico patentado colocado debajo de la base, al que se puede conectar cualquier tipo de dispositivo de aprendizaje interactivo con salida de audio analógica.



### **TODA LA VERSATILIDAD QUE NECESITAS**

La estructura de la Multisensorial Standing App se puede adaptar a diversas necesidades posturales. Tanto los soportes para el pecho como los pélvicos son ajustables de forma independiente, al igual que los soportes para las rodillas y los topes para los talones. La bandeja de madera de abedul, ideal para actividades educativas y soporte de miembros superiores, se puede quitar fácilmente para facilitar las actividades de rehabilitación. App Multisensorial Standing es un producto patentado.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia




- Elimina los inconvenientes derivados de la escasa aceptación de ayuda.
- Aumente la motivación al usuario.
- Estimula el sistema neurovegetativo, sensorial y neuromotor.
- Transforma la ayuda pasiva en activa.


## MEDIDAS:

medidas en cm, pesos en kilos


Altura del usuario: de 75 a 100 cm



Altura del usuario: de 95-125 cm



Altura del usuario: de 120 a 150 cm






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**ACCESORIO OPCIONAL**  
865 Reposacabezas multirregulable altura, inclinación y adelante atrás ajuste con pomos.



**ACCESORIO OPCIONAL**  
944 Reductores de circunferencia 3 cm de espesor cada uno. Se pueden insertar en los soportes para usuarios más delgados.

