



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla de ducha y wc LEVINA

ref: AD809

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-levina-nw>



Silla de ducha fabricada en aluminio, resistente y totalmente inoxidable. Muy ligera y fácil de maniobrar. Pensada para facilitar las tareas de higiene personal: se puede colocar directamente encima del inodoro o bien utilizar la cubeta (opcional).

El asiento higiénico es en forma de U para facilitar el acceso y los brazos son acolchados y abatibles para facilitar la transferencia lateral. Los reposapiés, fabricados con espuma de PU, son cálidos al tacto para que resulten agradables en contacto con los pies desnudos.

**Asiento:** En U para facilitar la higiene personal.





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

**Respaldo:** Envoltente blando y de tacto cálido. Tensión regulable.

**Reposabrazos:** De tacto cálido y abatibles.

**Reposapiés:** De PU de tacto cálido y blando. Regulables en altura.

12

120

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto asiento
AD809	55 cm	44 cm	42 cm	54 cm

