



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Apósitos anatómicos para incontinencia masculina ABRI-MAN

ref: AB41006

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/incontinencia-y-orinales/apositos-anatomicos-para-incontinencia-masculina-abri-man>



Exclusivo sistema Siempre Seco. Fijación segura mediante tira adhesiva.

Gran absorción: compresas para la incontinencia masculina de la máxima y rápida absorción, de uso discreto y sencillo, que absorben hasta 450 ml.

Discreción: el núcleo absorbente y su forma adaptable a la anatomía masculina aseguran discreción y libertad de movimientos.

Máxima protección: libertad de movimientos.

Se suministra en bolsas de 14 unidades.

