



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Silla reclinable

ref: PL18

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-reclinable>



Silla de acero plegable, con respaldo reclinable y reposacabezas. Incorpora reposapiés elevables en altura.

Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160º





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



21

100

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	altura total	Ancho total	Fondo total	Altura asiento	Fondo asiento	Alto respaldo
PL18A43	43 cm	125 cm	64 cm	122 cm	50 cm	44 cm	78 cm
PL18A46	46 cm	125 cm	67 cm	122 cm	50 cm	44 cm	78 cm

