



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Cinturón pélvico 45°

ref: H3540

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinturones-para-sillas/cinturon-pelvico-45>



Cinturón pélvico a 45° con cierre de seguridad para impedir una mala postura, en especial la retroversión de la pelvis. Regulable, cómodo y acolchado en la cadera. Se suministra con 4 anclajes metálicos, 2 de 40 mm y 2 de 25 mm para fijarlos en la silla.

