



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cinturón pélvico

ref: H3545

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinturones-para-sillas/cinturon-pelvico>



Cinturón pélvico para prevenir el deslizamiento hacia delante, y por lo tanto la rotación de la pelvis, promoviendo una buena postura. Confección y diseño de extraordinaria calidad, fabricado con espuma de poliuretano, poliéster y algodón. Disponible en talla mediana y grande.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Talla	Cintura
H3545-M	Mediana	75 - 95 cm
H3545-L	Grande	90 - 110 cm

