



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Elevadores MULTI RAISER

ref: AD586

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-de-mobiliario/elevadores-multi-raiser>



Elevador de mobiliario para sillas, butacas, sofás y camas que aguanta hasta 700 kg.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

-Se adapta a cualquier tipo de mobiliario, ya sea con ruedas, con patas (de hasta 7 cm de diámetro) o a muebles modernos sin patas, utilizando los adaptadores adhesivos incluidos.

-Con un simple giro elevan desde 10 cm hasta 17,5 cm sobre base y de 4,5 cm a 12,5 cm sobre pata.

-Hay que elevar cada punto de contacto del mueble con el suelo todos al mismo nivel. Tenga cuidado en no elevar los muebles demasiado, ya que podrían resultar incómodos.

Se suministra juego de 4 elevadores que soportan hasta 700 kg.

700

