



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cinturón abdominal con cinturones pélvicos

ref: H3408

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sistemas-de-sujecion/cinturon-abdominal-con-cinturones-pelviCOS>



Por seguridad este cinturón abdominal lleva cinturones pélvicos abdominales integrados que impiden el deslizamiento del paciente hacia abajo y su posible ahogamiento. Fabricado en algodón y poliéster. 5 botones magnéticos y una llave.

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Perímetro abdomen
H3408S	50 - 75 cm
H3408M	70 - 110 cm
H3408L	105 - 145 cm
H3408XL	120 - 162 cm

