



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Vaso personalizable 'Dual'

ref: H5710D-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-personalizable-dual-cinco5>



Similar al vaso H5710 solo que una de las asas se puede situar fácilmente en cualquier lugar alrededor del vaso para adaptarse a las necesidades de agarre de cada individuo.

Recomendado para personas con temblores o que no pueden sentarse erguidos para beber.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H5710D	300 ml

