



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Vaso de plástico con dos asas

ref: H5710-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-de-plastico-con-dos-asas-cinco5>



Este vaso es muy estable por su base ancha y tiene dos asas anatómicas e inclinadas para beber en la posición más cómoda. El vaso puede ir al microondas y al lavavajillas.

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Capacidad |
|--------|-----------|
| H5710  | 300 ml    |

