



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Vaso de alimentación

ref: H5757-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-alimentacion-cinco5>



Vaso de alimentación con marcas de capacidad cada 25 ml. La cánula de la tapa puede colocarse verticalmente o en una posición angulada si se requiere menor inclinación de la cabeza, por ejemplo para una persona recostada. La tapa cierra firmemente el vaso y tiene un orificio que se puede tapar con el dedo para abrir/cerrar y así poder controlar de salida del contenido. Capacidad del vaso: 250ml. Se suministra un vaso con dos tapas: una con cánula de 4 mm y otra con cánula de 8 mm.

