



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Vaso NOSEY

ref: M010-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-nosey-cinco5>



Ideal para aquellas personas con artritis o movilidad reducida de la cabeza, el cuello o las extremidades superiores. Su diseño permite utilizarlo con collarín cervical y también con gafas. Permite beber sin inclinar la cabeza hacia atrás.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

El vaso NOSEY tiene un recorte para alojar la nariz, está diseñado para permitir que los usuarios beban con un mínimo movimiento de cabeza. El recorte se ajusta cómodamente alrededor del área de la nariz al beber. Es apto para microondas.

- Coloque el lado recortado frente a su nariz para evitar inclinar la cabeza hacia atrás al beber.
- Apto para microondas y lavavajillas doméstico hasta 70° C
- NO utilice luz ultravioleta para desinfectar el producto.

Capacidad 230 ml.

Altura 123 mm.

Peso 27gr.

230

