



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Vaso 'Novo Cup'

ref: H5703-CINCO5

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/cinco5-vasos-y-tazas/vaso-novo-cup-cinco5>



Recomendado para pacientes encamados que quieren beber sin ayuda de otros. Se tiene un control total del fluido aún estando estirado y no hacen falta almohadas extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos con limitación de movimientos en la cabeza o cuello.

- Transparente y con marcas de capacidad.
- Apto para microondas, lavavajillas y autoclave.

No se derrama el contenido aunque el vaso se vuelque

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Capacidad
H5703	250 ml

