



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cama 'Casa Med Classic FS Low'

ref: AD980DLOW

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/camas-electronicas/cama-casa-med-classic-fs-low>



Cama que permite la regulación electrónica con mando de la altura de la cama, del respaldo y de las piernas.

- Somier de cuatro planos

140

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	LARGO TOTAL	ANCHO TOTAL	altura regulable
AD980DLOW	214 cm	102 cm	de 23 a 63 cm

