



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha y wc XL 'Aston'

ref: AD809XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Higiene/silla-de-ducha-y-wc-bariatrica-aston>



La silla de ducha "ASTON" es una opción versátil tanto para la ducha como para el inodoro. Robusta con una gran capacidad de 260 kg y con un ancho de asiento de 56 cm. • Incorpora cubeta, se puede usar como inodoro o también directamente sobre el wc. • Asiento y respaldo de poliuretano cómodos y fáciles de limpiar. • El asiento dispone de tapa y apertura delantera para facilitar la higiene personal. • Ligera, fabricada en aluminio. • Altura ajustable. • Reposapiés regulables en altura, extraíbles y abatibles. • Respaldo desmontable para su transporte y almacenamiento. • Cubeta de 5 litros con tapa. • 4 ruedas direccionales con frenos.

260

## Tabla de medidas y modelos





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

<b>Modelo</b>	<b>Ancho asiento</b>	<b>Profundidad asiento</b>	<b>Ancho total</b>	<b>Profundidad Total</b>	<b>Altura asiento</b>
AD809XL	56 cm	43 cm	66 cm	90 cm	de 51 a 56 cm

