



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha y wc XL 'Belgrave'

ref: AD595XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/Higiene/silla-de-ducha-y-wc-bariatrica-belgrave>



La silla "BELGRAVE" es robusta y está fabricada con acero reforzado recubierto con plástico, resistente a los impactos y de gran durabilidad. • Respaldo y asiento de poliuretano, que proporcionan una gran comodidad. Son ignífugos y resistentes al agua. • Incorpora cubeta de 14 litros y es fácil de extraer para su vaciado. • Reposabrazos extraíbles. • Altura de asiento regulable de 43 a 58 cm.

13

280

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Ancho total	Profundidad total
--------	---------------	---------------------	----------------	-------------	-------------------





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

AD595XL

61 cm

43 cm

de 43 a 58 cm

66 cm

54 cm

---

