



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asiento con tapa 'Dania'

ref: R37000

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/asiento-dania-con-tapa>



El asiento DANIA es el asiento de W.C. para los más exigentes en materia de calidad, conocido en toda Europa por su extraordinaria comodidad.

Las transferencias laterales son fáciles ya que el asiento es prácticamente plano. Los estabilizadores especiales aseguran firmemente el asiento a la porcelana incluso cuando hay una presión lateral (por ejemplo al pasar desde una silla de ruedas).

Un diseño cuidado y llevado al detalle, además de agradable a la vista y que está disponible en una atractiva gama de colores.

Al hacer el pedido indicar el color deseado.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

240

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho orificio	Fondo orificio
R37000	5 cm	22,2 cm	29 cm

