



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Sillón elevador COCOON XXL hasta 220 Kg. Reposabrazos extraíbles

ref: AD752XXL

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillones-basculantes-y-elevadores/sillon-elevador-cocoon-xxl-hasta-220-kg-reposabrazos-extraibles>



Versión XXL (bariátrica) para personas con un peso de hasta 220 Kg. Con un ancho de asiento de 65 cm y una profundidad de 55 cm. El sillón COCOON es un sillón elevador eléctrico multiposición y ultra cómodo que facilita el acceso a cuidados y a las transferencias gracias a sus reposabrazos abatibles y extraíbles.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Gracias a sus revestimientos que cumplen con los estándares ignífugos y son fáciles de limpiar, el COCOON se puede utilizar tanto en el hogar como en la comunidad. Se compone de fundas acolchadas con cremallera extraíbles y lavables a 30°.

Este sillón elevador eléctrico está equipado con reposabrazos extraíbles y abatibles para facilitar los traslados sentado/de pie.

El COCOON con un diseño moderno es un producto exclusivo en el mercado.



## CARACTERÍSTICAS

- Higiene óptima: módulos de tapizado acolchado reemplazables, extraíbles y lavables a máquina a 30°.
- Acolchados suaves y ultra confortables rellenos de fibra hueca siliconada.
- 4 posiciones: sentado - relax (TV) - descanso - elevador
- Revestimiento biocompatible
- Nuestro SILLÓN COCOON CONFORT está registrado en la base de datos CERAHTEC





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Profundidad asiento	Ancho total	Altura asiento	Alto total	Fondo total
AD752XXL	65 cm	55 cm	104 cm	52 cm	110 cm	90 cm

