



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Taburete triangular CORNER

ref: AD817

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-y-taburetes-de-ducha-y-bano/taburete-triangular-corner>



Taburete ligero e inoxidable ideal para platos de ducha pequeños y especialmente recomendado para postoperatorio de cadera y limitaciones de movilidad.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Sentando como muestra la ilustración es fácil doblar las piernas hacia los lados y alcanzar cómodamente los pies, que de otra manera resultan inaccesibles.



120

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Asiento	Altura regulable
AD817	40x37x37 cm	de 39 a 54 cm
AD817-N	40x37x37 cm	de 39 a 54 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Accesorios



- Asiento blando para taburete triangular CORNER (A817F)

