



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Comode PRÁCTICA

ref: AD500

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/comode-practica>



Elevador de asiento inodoro con reposabrazos. Este asiento es muy funcional y estable. El asiento puede ajustarse en altura y ligeramente en ángulo de inclinación para que sea más fácil levantarse. Es muy ligero, pesa solo 3,9 kg lo que permite trasladarlo con comodidad.





Elevador de inodoro con reposabrazos Etac Swift

Flexible, resistente y fácil de usar

Swift Freestanding es la opción perfecta cuando desea un elevador de inodoro fácil y rápidamente. Con solo ajustarlo a la altura que prefiera y colocarlo sobre el inodoro, tiene una altura de asiento adaptada a sus necesidades y unos robustos reposabrazos que te facilitan levantarte y sentarte. Swift también puede servir como taburete de ducha, ya que está diseñado para soportar ambientes húmedos.

Estable pero ligero

El taburete es extremadamente estable gracias a su gran tamaño y sus conteras antideslizantes que proporcionan un excelente agarre en superficies mojadas o irregulares. Con un peso máximo de usuario de 160 kg, se adapta bien a los usuarios más grandes, mientras que su peso ligero hace que sea fácil de mover. El asiento es regulable en altura de 42 a 57 cm y se puede ajustar con una ligera inclinación anterior que facilita aún más ponerse de pie y alivia la presión sobre las articulaciones de la cadera.

3

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Fondo total	Asiento a suelo	Ancho entre brazos	Altura reposabrazos
AD500	56 cm	50 cm	42 - 57 cm	45 cm	20 cm

