



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidero 90º para ducha

ref: AD577

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asideras/asidero-90-para-ducha>



De robusta construcción, en plástico ABS, de forma tubular de 45 x 25 mm.

Se puede montar tanto a derecha como a izquierda.

Especialmente útil en combinación con asientos abatibles o banquetas de ducha.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho	Ángulo
AD577	70 cm	40 cm	90º

