



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa de elevación y traslado FLY STANDARD

ref: AD915-M

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/gruas-de-elevacion-y-traslado/grua-de-elevacion-y-traslado-fly-3-standard>



La FLY 3 STANDARD es una grúa de altas prestaciones, ideal para instituciones, con un ancho total de tan solo 66. Incorpora 4 ruedas dobles de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Es una grúa de grandes prestaciones. Soporta un peso máximo de 180 kg y gracias al diseño del mástil aumenta el espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un acceso cómodo al paciente cuando hay que elevarlo de la cama.



### **PERCHA DE 4 PUNTOS**

Permite traslados de la cama a la silla en posición sentada gracias a su percha de 4 puntos.



La gama de grúas FLY 3, disponen de unas patas amplias de apertura mecánica o eléctrica (solo en el modelo XXL). Están diseñadas para su uso en hogares e instituciones. Permite levantar al paciente del suelo con total comodidad.




Las grúas de esta gama están equipadas con dos sistemas de descenso de emergencia, uno manual y otro eléctrico. También disponen de parada de emergencia. La calidad de rodadura de las ruedas es óptima en todo tipo de superficies en suelos interiores.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- A. Largo total: 124 cm
- B. Altura mínima de la percha al suelo: 57 cm
- C. Altura máxima de la percha al suelo: 179 cm
- D. Altura total: 135 cm
- E. Altura de las patas: 11 cm
- F. Ancho de la base cerrada: 66 cm
- G. Ancho máxima abertura de las patas: 96 cm
- H. Diámetro de giro: 133 cm

37

180

