



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla autopropulsable 'Mobile'

ref: AD826

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-autopropulsable-mobile>



La silla Mobile con ruedas de 600 mm para personas activas proporciona a los usuarios la libertad de atender las labores de higiene de forma independiente.

El confort ante todo: respaldo blando que se adapta a la espalda y reposapiés ergonómicos, son algunas de las características de esta silla tan funcional.

La silla se regula fácilmente de altura y puede ir directamente sobre el inodoro.

Los reposapiés son graduables en altura y los brazos abatibles para permitir la transferencia lateral.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Fondo asiento	Alto respaldo	ancho entre brazos	Ancho total	Fondo total	Alto total
AD286	50 cm	41 cm	49 cm	48 cm	74 cm	106 cm	109 cm

