



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha autopropulsable CLEAN

ref: AD829

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-autopropulsable-clean-ruedas-600-mm>



La silla de ducha Clean está fabricada en Suecia por la firma ETAC y es una silla fácil de maniobrar. Las ruedas de 600 mm permiten que el usuario impulse la silla obteniendo libertad de movimientos y mayor independencia durante la higiene.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



La silla de ducha autopropulsable Etac Clean de 24" tiene los mismos beneficios que los otros modelos de la familia Clean, pero permite que el usuario impulse la silla de manera independiente.



**Práctica y fácil de maniobrar**  
Se coloca fácilmente sobre cualquier inodoro, incluso sobre los montados en la pared.



**Fácil acceso**

El asiento está totalmente abierto en la parte trasera, en vez de en la frontal. Este concepto, introducido por primera vez por Etac pensando en la dignidad de los pacientes y en facilitar la labor de los cuidadores, es el más popular en las instituciones de toda Europa. Facilita mucho el acceso para la higiene íntima, y al mismo tiempo aporta más dignidad a la persona.



**Reposapiés ergonómicos**

Con formas anatómicas redondeadas, antideslizantes, de tacto cálido y envolventes por los lados. Como todos los detalles de la silla Clean los reposapiés están diseñados para proporcionar confort y seguridad al usuario y al cuidador, en este caso, alojar y proteger los pies desnudos. Regulables en altura y fácilmente escamoteables bajo la silla cuando no está en uso.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

20

130

## Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Alto asiento | Ancho total | Fondo total | Ancho asiento | Ancho entre brazos |
|--------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| AD829  | 55 cm        | 69 cm       | 95 cm       | 48 cm         | 43 cm              |

## Accesorios

-  Respaldo comfort para silla clean
-  Barra de seguridad silla clean
-  Asiento comfort para silla clean
-  Orinal para silla clean
-  Respaldo blando para silla clean
-  Soportes laterales para silla clean
-  Cinturón de seguridad para silla clean
-  Tapa poliuretano silla clean
-  Asiento blando para silla clean





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia



- Cinturón de pecho (Se recomienda su uso combinado con un cinturón de seguridad de cadera)

